


Anticorpo Policlonale Anti-Cope Di Coniglio Per Wb E Elisa - O14579

Numero articolo: CM0017304



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al COPE umano (epsilon-COP), validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Utile per lo studio del trasporto delle vescicole COPI e della funzione dell'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COPE Rabbit pAb
Note/Alias	epsilon-COP; COPE
Specie	Umano
GeneID (umano)	11316
GeneID	11316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-308 del COPE umano (NP_009194.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14579
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio