


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Copg1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y678

Numero articolo: CM0017689



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio COPG1 per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con COPG1 umano, di topo, di ratto (subunità gamma-1 del coatomero, ~98 kDa). Affidabile per la ricerca sul trasporto del Golgi e sulle vescicole COPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COPG1 Rabbit pAb
Note/Alias	COPG; COPG1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22820
ID Gene	22820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 555-874 di COPG1 umano (NP_057212.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y678
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio