

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Copg2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Numero articolo: CM0016527

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a COPG2 (gamma-2-COP), una subunità del coatomero coinvolta nel trasporto di vescicole del Golgi. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sul trasporto retrogrado e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COPG2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26958
GeneID	26958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 542-871 del COPG2 umano (NP_036265.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UBF2
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio