

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Copg2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Numero articolo: CM0015880

introduzione

L'anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-COPG2 di CamelBio è validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e reagisce con COPG2 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sul complesso del coatomero e sul trasporto dell'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COPG2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26958
GeneID	26958
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 542-871 del COPG2 umano (NP_036265.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UBF2
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio