

Anticorpo Policlonale Anti-Cops2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61201

Numero articolo: CM0027662



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COPS2 umano (sottunità 2 del signalosoma COP9) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva COPS2 umano, murino e ratto, un regolatore chiave della proteolisi mediata dall'ubiquitina. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COPS2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CSN2; SGN2; ALIEN; TRIP15; COPS2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9318
ID Gene	9318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 di COPS2 umano (NP_004227.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P61201
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio