


Anticorpo Policlonale Anti-Cops3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uns2

Numero articolo: CM0030559



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia COPS3 umano, una subunità del signalosoma COP9 che regola la degradazione dipendente dall'ubiquitina. Adatto per WB, IF/ICC e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul signalosoma e sulle ligasi cullin-RING.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COPS3 Rabbit pAb
Note/Alias	CSN3; SGN3; COPS3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8533
GeneID	8533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 194-423 di COPS3 umano (NP_003644.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNS2
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio