


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cops3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uns2

Numero articolo: CM0002684



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro COPS3 umano (sottounità 3 del complesso signalosome COP9). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina e sul signalosome.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COPS3 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CSN3; SGN3; COPS3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8533
GeneID	8533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 320-423 di COPS3 umano (Q9UNS2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNS2
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio