


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cops7A Per Wb, Elisa - Q9Ubw8

Numero articolo: CM0025615



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro COPS7A (CSN7a) umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul signalosoma COP9, la via dell'ubiquitina e la degradazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COPS7A Rabbit pAb
Note / Alias	CSN7, CSN7A, SGN7a, COPS7A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	50813
GeneID	50813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-275 di COPS7A umano (NP_057403.1)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBW8
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio