


Anticorpo Policlonale Anti-Cops8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99627

Numero articolo: CM0015522



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-COPS8 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva COPS8 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Targetizza la subunità 8 del segnalosoma COP9 per la ricerca sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COPS8 pAb di coniglio
Note/alias	COP9; CSN8; SGN8; COPS8
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	10920
GeneID	10920
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-209 di COPS8 umano (NP_006701.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99627
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante