

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Coq10B Per Wb E Elisa - Q9H8M1

Numero articolo: CM0014635

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COQ10B umano (proteina legante il coenzima Q, omologo B mitocondriale). Convalidato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COQ10B Rabbit pAb
Note/Alias	COQ10B
Specie	Umana
GeneID	80219
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 38-150 di COQ10B umano (NP_079423.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H8M1
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio