

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Coq3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzj6

Numero articolo: CM0029810

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-COQ3 convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Bersaglia l'O-metiltransferasi mitocondriale della biosintesi dell'ubichinone. Presenta reazione crociata con COQ3 di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubichinone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COQ3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DHHBMT; bA9819.1; DHHBMTASE; UG0215E05; COQ3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51805
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-369 della COQ3 umana (NP_059117.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZJ6
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio