


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Coq7 Per Wb Ed Elisa - Q99807

Numero articolo: CM0027974



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per COQ7 umano (3-demetossiubichinone 3-idrossilasi NADPH-dipendente), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla biosintesi dell'ubichinone e sulla risposta allo stress mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COQ7 Rabbit pAb
Note/Alias	CAT5; CLK1; CLK-1; COQ10D8; COQ7
Specie	Umano
ID Gene	10229
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-217 di COQ7 umano (NP_057222.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99807
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio