

Anticorpo Policlonale Anti-Cor28 Per Wb Ed Elisa - Q8L983

Numero articolo: CM0021097

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COR28 di Arabidopsis thaliana per Western blot ed ELISA. Indicato per studi sul ciclo circadiano e sullo stress da freddo nella ricerca sulle piante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COR28 Rabbit pAb
Note/alias	F17I5.170; F17I5_170; COR28
Specie	Arabidopsis thaliana
GeneID	829544
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-170 di COR28 di Arabidopsis thaliana (NP_567946.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8L983
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante