

Anticorpo Policlonale Anti-Corin Per Wb, Elisa - Q9Y5Q5

Numero articolo: CM0018035

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CORIN umano, adatto per WB ed ELISA. Riconosce le proteine umane, murine e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 1-110). Per la ricerca cardiovascolare e sui peptidi natriuretici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CORIN Rabbit pAb
Note/alias	CRN; ATC2; Lrp4; PEE5; TMPRSS10; CORIN
Specie	Umana
ID del gene (umano)	10699
ID del gene	10699
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 della CORIN umana (NP_006578.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	Q9Y5Q5
Peso della proteina	116 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante