

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Coro1A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31146

Numero articolo: CM0026223

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CORO1A validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva la coronina-1A umana, murina e del ratto, una proteina legante l'actina di 51 kDa coinvolta nella maturazione del fagosoma e nella motilità cellulare. Ideale per la ricerca in immunologia e sulle infezioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CORO1A Rabbit pAb
Note/Alias	p57, IMD8, TACO, CLABP, HCORO1, CLIPINA, CORO1A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11151
ID Gene	11151
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 362-461 della CORO1A umana (NP_001180262.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31146
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio