

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Coro1B Per Wb E Elisa - Q9Br76

Numero articolo: CM0016920



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro CORO1B (Coronina-1B) umana, validato per Western blot e ELISA. Reattivo crociato con ratto. Ideale per la ricerca sulla motilità cellulare, la dinamica dell'actina e il citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CORO1B Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CORONIN-2; CORO1B
Specie	Umana
ID genico	57175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-489 di CORO1B umana (NP_065174.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q9BR76
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio