

Anticorpo Policlonale Anti-Cortactin Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14247

Numero articolo: CM0029247



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting alla cortactina umana (EMS1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Cortactin Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EMS1; Cortactin
Specie	Umano
GeneID (umano)	2017
GeneID	2017
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 301-400 della Cortactina umana (NP_005222.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14247
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio