


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cortactina Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14247

Numero articolo: CM0008820



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la Cortactina umana (CTTN/EMS1), convalidato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio del citoscheletro di actina e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cortactina mAb di coniglio
Note/Alias	EMS1; Cortactina
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2017
GeneID	2017
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Cortactina umana (Q14247)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14247
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio