


Anticorpo Policlonale Rabbit Contro Cortactina Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14247

Numero articolo: CM0017992



introduzione

L'anticorpo policlonale rabbit contro Cortactina rileva la cortactina endogena (aa 1-200) in campioni umani, di topo e ratto tramite WB, IHC-P e ELISA. Ideale per studiare la dinamica dell'actina, la migrazione cellulare e l'invasività tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Cortactina Rabbit pAb
Note/Alias	EMS1; Cortactina
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2017
ID gene	2017
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della Cortactina umana (NP_612632.1)
Fonte	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14247
Peso proteico	62 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio