


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cotl1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14019

Numero articolo: CM0029944



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina simile alla coactosina (COTL1/CLP), validato per WB, IHC-P ed ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina legante l'actina di 16 kDa e chaperone della 5LO. Ideale per studi sul citoscheletro e sulla biosintesi dei leucotrieni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio COTL1
Note/Alias	CLP; COTL1
Specie	Umano
ID Gene	23406
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 di COTL1 umano (NP_066972.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14019
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio