

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cox Iv Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13073

Numero articolo: CM0003614



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro COX IV umano (subunità 4 isoforma 1 del citocromo c ossidasi). Validato per WB, IHC-P ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e la diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COX IV Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1327
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13073
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio