


## Anticorpo Monoclonale Anti-Cox Iv Di Coniglio Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13073

Numero articolo: CM0004668



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro COX IV (COX4I1), validato per western blot, IP, immunofluorescenza, IHC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla respirazione mitocondriale e sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | [Validato KD] Anticorpo monoclonale di coniglio COX IV                                                                                              |
| Note/Alias            | COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1                                                                                                     |
| Specie                | Umano                                                                                                                                               |
| ID Gene (Umano)       | 1327                                                                                                                                                |
| ID Gene               | 1327                                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-98 di COX IV umana. (NP_001852.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                               |
| Applicazione          | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                  |
| SWISS                 | P13073                                                                                                                                              |
| Peso Proteico         | 20 kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                                                   |