


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cox Iv Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19783

Numero articolo: CM0029255



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta specificità che bersaglia COX IV (subunità 1 isoforma 1 della citocromo c ossidasi) validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla respirazione mitocondriale e sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COX IV Rabbit pAb
Note/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
Specie	Mouse
ID gene (Uomo)	1327
ID gene	12857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-98 della COX IV di topo (NP_001280488.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19783
Peso proteico	20 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio