


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cox1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00397

Numero articolo: CM0007070



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la subunità 1 del citocromo c ossidasi (COX1). Validato per Western blotting, IHC-P, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per lo studio della funzione della catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio COX1
Note/Alias	CoxI; COX1
Specie	Topo
ID Gene (Topo)	17708
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 414-514 di COX1 umana (NP_904330.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00397
Peso Proteico	57 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio