

Anticorpo Policlonale Anti-Cox15 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzn9

Numero articolo: CM0014705

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la COX15 umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della biosintesi dell'eme A, della funzione mitocondriale e delle patologie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COX15 Rabbit pAb
Note/Alias	MC4DN6; CEMCOX2; COX15
Specie	Umano
GeneID (umano)	1355
GeneID	1355
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della COX15 umana (NP_510870.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q7KZN9
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante