

Anticorpo Policlonale Anti-Cox1/Ptgs1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23219

Numero articolo: CM0029922



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COX1/PTGS1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per studi sull'infiammazione e sulla biosintesi delle prostaglandine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COX1/PTGS1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5742
GenelD	5742
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23219
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio