

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cox1/Ptgs1 Per Wb, Elisa - P23219

Numero articolo: CM0005166



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio COX1/PTGS1 validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata umana e murina. Ideale per studiare la biosintesi delle prostaglandine, la risposta infiammatoria e l'attivazione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio COX1/PTGS1
Note/Alias	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5742
ID Gene	5742
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P23219
Peso Proteico	69 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio