


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cox2/Ptgs2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35354

Numero articolo: CM0009050



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro COX2/PTGS2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva COX2 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio dell'infiammazione, della sintesi delle prostaglandine e dei mediatori pro-risolutivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-COX2/PTGS2
Note/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5743
GeneID	5743
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 505-604 della COX2/PTGS2 umana (P35354).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35354
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio