


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cox2/Ptgs2 Per Wb - P35354

Numero articolo: CM0005173



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro COX2/PTGS2 umano. Validato per WB, IP, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca su infiammazione, cancro e prostaglandine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio COX2/PTGS2
Note/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5743
ID Gene	5743
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35354
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio