


Anticorpo Policlonale Anti-Cox2/Ptgs2 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q05769

Numero articolo: CM0024999



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro COX2/PTGS2 di topo. Validato per WB, IF/ICC e ELISA. Adatto per studi sulla biosintesi delle prostaglandine, l'infiammazione e le vie di risoluzione. Immunogeno: peptide sintetico compreso tra gli aminoacidi 101-210.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COX2/PTGS2 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	COX2; Cox-2; PES-2; PHS-2; Pghs2; TIS10; PGHS-2; PHS II; gripghs
Specie	Topo
GeneID (umano)	5743
GeneID	19225
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 101-210 di COX2/PTGS2 di topo (NP_035328.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q05769
Peso proteico	69 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio