

Anticorpo Monoclonale Anti-Cox5A (Validato Kd) Per Wb, Ihc-P, If, Elisa - P20674

Numero articolo: CM0010766



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la COX5A umana, una subunità mitocondriale della citocromo c ossidasi. Validato per WB, IHC-P, IF ed ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sui mitocondri e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] mAb COX5A di coniglio
Note/alias	VA; COX; COX-VA; MC4DN20
Specie	Umano
GeneID (umano)	9377
GeneID	9377
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P20674
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante