

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cox5A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20674

Numero articolo: CM0022173



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla COX5A umana, validato per modelli knockout. Adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Rileva una proteina mitocondriale di 16 kDa. Ideale per la ricerca sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | [Validato KO] COX5A Anticorpo pAb di Coniglio                                                                                                         |
| Note/Alias            | COX5A; COX; COX-VA; VA; subunità 5A del citocromo c ossidasi; 5A                                                                                      |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                 |
| ID Gene (Umano)       | 9377                                                                                                                                                  |
| ID Gene               | 9377                                                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della COX5A umana (NP_004246.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                    |
| SWISS                 | P20674                                                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 16kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                                                     |