


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cox5A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20674

Numero articolo: CM0027234



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-COX5A validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul complesso mitocondriale IV. SWISS: P20674.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COX5A Rabbit pAb
Note/Alias	VA; COX; COX-VA; MC4DN20; COX5A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9377
GeneID	9377
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della COX5A umana (NP_004246.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20674
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio