

Anticorpo Monoclonale Anti-Cox5B Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10606

Numero articolo: CM0005860



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo che si targeting umano COX5B (subunità 5B del citocromo c ossidasi, mitocondriale). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Immunogeno proteina di fusione ricombinante. Per la ricerca sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COX5B Mouse mAb
Note/Alias	COXVB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1329
GeneID	1329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-129 del COX5B umano (NP_001853.2)
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10606
Peso Proteico	14 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio