


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cox5B Per Wb - P10606

Numero articolo: CM0006644



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-COX5B validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Riconosce il COX5B umano, murino e ratto, una subunità di 13 kDa del citocromo c ossidasi nella catena di trasporto degli elettroni mitocondriale. Ideale per la ricerca mitocondriale e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COX5B Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	COX5B; COXVB; subunità citocromo c ossidasi 5B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-129 del COX5B umano (NP_001853.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P10606
Peso Proteico	13 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio