

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cox5B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10606

Numero articolo: CM0025308



introduzione

Il pAb rabbit anti-COX5B bersaglia la subunità 5B della citocromo c ossidasi mitocondriale, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. 14kDa. Ideale per la ricerca sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb rabbit anti-COX5B
Annotazioni/Alias	COXVB; COX5B
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1329
GenelD	1329
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-129 della COX5B umana (NP_001853.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10606
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio