

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cox6A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12074

Numero articolo: CM0028157



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia COX6A1, una subunità della citocromo c ossidasi mitocondriale. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Supporta la ricerca sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COX6A1 Rabbit pAb
Note / Alias	COX6A; CMTRID; COX6AL; COX6A1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1337
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12074
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio