


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cox6B1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14854

Numero articolo: CM0004848



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-COX6B1 umano validato per WB, IHC-P e ELISA. Ideale per lo studio del citocromo c ossidasi mitocondriale, della fosforilazione ossidativa e delle malattie mitocondriali. Monoclonale, reattivo verso l'uomo, peso proteico ~10 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | COX6B1 Rabbit mAb                                                                                                |
| Annotazioni/Alias     | COXG; COX6B; MC4DN7; COXVib1; COX6B1                                                                             |
| Specie                | Uomo                                                                                                             |
| GeneID (Uomo)         | 1340                                                                                                             |
| GeneID                | 1340                                                                                                             |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-8 della COX6B1 umana (P14854). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                         |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                            |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                 |
| Reattività incrociata | Uomo                                                                                                             |
| SWISS                 | P14854                                                                                                           |
| Peso proteico         | 10 kDa                                                                                                           |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                |