

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cox6B1 Per Wb, Elisa - P14854

Numero articolo: CM0027702



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro COX6B1 umano (sottounità 6B1 del citocromo c ossidasi). Validato per WB e ELISA; reagisce con umano e topo. Utile per studi sulla fosforilazione ossidativa mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COX6B1 Rabbit pAb
Note/Alias	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVIb1; COX6B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1340
GeneID	1340
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-86 di COX6B1 umano (NP_001854.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P14854
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio