


Anti-Cox6B1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - P14854

Numero articolo: CM0014735



introduzione

Anti-COX6B1 Coniglio Anticorpo Policlonale validato per WB ed ELISA. Rileva COX6B1 umano, cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sulla catena respiratoria mitocondriale complesso IV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COX6B1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVib1; COX6B1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1340
Gene ID	1340
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-86 di COX6B1 umano (NP_001854.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P14854
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio