


Anticorpo Policlonale Anti-Cox6C Per Wb, If/Icc, Elisa - P09669

Numero articolo: CM0020015



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-COX6C validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Riconosce COX6C umana e murina, una subunità della citocromo c ossidasi mitocondriale essenziale per la fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COX6C Rabbit pAb
Note / Alias	COX6C
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1345
GeneID	1345
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-75 della COX6C umana (NP_004365.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P09669
Peso proteico	9 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco