

Anticorpo Policlonale Anti-Cox7A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24310

Numero articolo: CM0017237

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COX7A1 (subunità 7A1 della citocromo c ossidasi), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la COX7A1 umana, murina e di ratto. Ideale per lo studio del complesso respiratorio mitocondriale IV e della fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COX7A1 Rabbit pAb
Note/Alias	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Specie	Umana
ID gene	1346 (umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-79 della COX7A1 umana (NP_001855.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P24310
Peso della proteina	9 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante