

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cox7A1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24310

Numero articolo: CM0003815

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-COX7A1 di alta qualità, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con COX7A1 umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare l'assemblaggio del complesso IV mitocondriale e i supercomplessi respiratori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio COX7A1
Note/Alias	COX7A; COX7AH; COX7AM; COX7A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1346
GeneID	1346
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-79 di COX7A1 umano (NP_001855.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24310
Peso Proteico	9kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio