


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cox7A2 Per Wb Ed Elisa - P14406

Numero articolo: CM0026732



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro COX7A2 umano (subunità 7A2 del citocromo c ossidasi, COX VIIa-L), validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio della fosforilazione ossidativa mitocondriale e dell'assemblaggio del complesso IV.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | COX7A2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias            | VIIAL; COX7AL; COX7AL1; COXVIIAL; COXVIIa-L; COX7A2                                                                            |
| Specie                | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (umano)        | 1347                                                                                                                           |
| GeneID                | 1347                                                                                                                           |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-115 di COX7A2 umano (NP_001856.2). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                          |
| SWISS                 | P14406                                                                                                                         |
| Peso Proteico         | 9kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                              |