

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cox7A2L Per Wb, Elisa - O14548

Numero articolo: CM0027949

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-COX7A2L, validato per WB ed ELISA, rileva COX7A2L (SCAF1) umano, murino e ratto. Immunogeno ricombinante mirato alla regione N-terminale. Ideale per lo studio dell'assemblaggio dei supercomplessi respiratori mitocondriali e del metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COX7A2L Rabbit pAb
Note/Alias	EB1, SCAF1, SCAFI, SIG81, COX7AR, COX7RP, COX7A2L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9167
GeneID	9167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-114 di COX7A2L umano (NP_004709.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14548
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio