

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cox7A2L (Validato Kd) Per Wb E Elisa - O14548

Numero articolo: CM0022357

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a COX7A2L (SCAF1), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Coinvolto nell'assemblaggio del supercomplesso respiratorio mitocondriale; adatto per la ricerca su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] COX7A2L Rabbit pAb
Note/Alias	EB1; SCAF1; SCAFI; SIG81; COX7AR; COX7RP; [KD Validated] COX7A2L
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9167
Gene ID	9167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-114 di COX7A2L umano (NP_004709.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14548
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio