


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cox8A Per Wb Ed Elisa - P10176

Numero articolo: CM0025866



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-COX8A validato per WB, ELISA. Reagisce con umano e topo. Target: subunità 8A della citocromo c ossidasi, mitocondriale (P10176), 8kDa. Ideale per studi sulla catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-COX8A
Note/Alias	COX; COX8; VIII; COX8L; COX8-2; VIII-L; MC4DN15; COX8A
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1351
GenelD	1351
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-69 della COX8A umana (NP_004065.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P10176
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio