

Anti-Cpa1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If, Elisa - P15085

Numero articolo: CM0026052



introduzione

CPA1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce con CPA1 umano, murino e ratto (47kDa), mirando a un peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-100 del CPA1 umano. Ideale per la ricerca sulla carbossipeptidasi A1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	CPA1 Rabbit pAb
Note/Alias	CPA; CPA1
Specie	Umano
GeneID	1357
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CPA1 umano (NP_001859.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P15085
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio