

## Anticorpo Policlonale Anti-Cpa3 Per Wb, Elisa - P15088

Numero articolo: CM0020202

### introduzione

Anticorpo policlonale contro CPA3 umano (Carbossipeptidasi A3 dei mastociti), prodotto in coniglio. Validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sulla biologia dei mastociti e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CPA3 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Annotazioni / Alias | MC-CPA; CPA3                                                                                                                   |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| GeneID (Uomo)       | 1359                                                                                                                           |
| GeneID              | 1359                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 110-417 della CPA3 umana (NP_001861.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                    |
| SWISS               | P15088                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 49kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                              |