

Anticorpo Policlonale Anti-Cpa4 (Carbossipeptidasi A4) Per Wb, Elisa - Q9Ui42

Numero articolo: CM0021722



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CPA4 (carbossipeptidasi A4) umana, convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione delle metalloproteasi e del catabolismo degli ormoni peptidici. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CPA4 Rabbit pAb
Note / Alias	CPA3; CPA4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51200
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 114-280 della CPA4 umana (NP_057436.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Ui42
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio